


# BAMBA Prematur og Neonatal



## Produktbeskrivelse

BAMBA Prematur og Neonatal stomibandasje for barn med lav fødselsvekt. Prematur har et kullfilter for å filtrere tarmgasser.

Non-woven bakside. Gjennomsiktig plast for å gjøre inspeksjon av tarmslimhinnen lettere.

## Produktfakta

Bamba er laget av et plastlaminat som er luft og lukttett. Bamba har hudvennlig hudbeskyttelsesmateriale tilpasset barnets hud. I pakken følger det med myke poselås for å feste på posens utløp.

## Oppbevaring/holdbarhet/fjerning

Bamba oppbevares tørt i romtemperatur. Unngå kulde og høy luftfuktighet. Holdbarhet fem år fra produksjonsdato. Etter bruk skal posen tømmes i toalettet og der etter pakkes og kastes i husholdningsavfallet.

**BAMBA**  
Prematur  
Neonatal

**Vekt:**  
Opptil 900 gram  
Over 900 gram

**Hullstørrelse:**  
3 mm  
5 mm

**Pakning:**  
20 stk.  
20 stk.

**Varenr:**  
20 17 86  
20 17 85