

IriBa® Bandasje for irrigasjon



IriBa® er en bandasje for de som irrigerer. Bandasjen er produsert av et luft- og lukttett materiale.

Det er et innebygget filter for luft og lukt som inneholder superabsorbent.

Utsiden av bandasjen er dekket av et mykt non-woven stoff i beige eller sort. På baksiden er festeplaten i hudvennlig hydrokolloid.

IriBa® Black Edition leveres i oppklippbar størrelse. Hudfarget IriBa® leveres både i oppklippbar og ferdig utstansede størrelser. Absorpsjon 40 ml.

Vare nr.	Helfo nr.	IriBa® hudfarget Ø 85mm	Pakning
292086	833872	Hullstørrelse 15-50 mm	50 stk
202110	892137	Hullstørrelse 25 mm	50 stk
202128	968012	Hullstørrelse 30 mm	50 stk
Vare nr.	Helfo nr.	IriBa® Black Edition Ø 85 mm	Pakning
300100	974169	Hullstørrelse 15-50 mm	50 stk